

KOMPLEKSDANNENDE RENGJØRINGSMIDDEL FOR BEKKEN OG URINFLASKER

Anios LB 200

KONSENTRERT RENGJØRINGSMIDDEL MED EN SVAK ALKALISK pH FOR BEKKENSKYLLERE

- Kompleksdannende effekt i en lavalkalisk løsning
- Lettløslig på kalsiumsalter
- Kan brukes i alle vannkvaliteter (vann fra springen eller behandlet vann)
- Uten EDTA eller NTA
- Fosfatfri



PRODUKTEGENSKAPER

- Klar og fargeløs til gul væske
- Konsentrert produkt pH ca. 9,5
- pH bruksløsning ved 0,05%: 9,7
- pH bruksløsning ved 0,5%: 10,4
- Densitet (konsentrert produkt) ved + 20 ° C: 1,071
- Ledningsevne ved 0,05% og 0,5%: 54,7 - 468 µS / cm
- Viskositet (konsentrert produkt): 4 mPa.s

*pH-verdimålinger under driftsforhold alltid ved hjelp av en pH-meter med temperaturkompensasjon.

FORPAKNING OG ORDRE INFORMASJON

PRODUKT	EMBALLASJE	VARENUMMER
Anios LB 200	2 X 5 L kanne	3104420



CE LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Distribuert av:
PULS AS
Brynsveien 14
0667 OSLO
Tlf: +47 22 30 05 00
www.puls.no

BRUKSOMRÅDE

Kalsiumkarbonatbinding og lettoppløselig produkt for alle typer vann. Forhindrer kalkavleiringer i enheten og på utstyret. Kompatibel med poselen, glass, rustfritt stål og urinflasker av plast.

BRUKSANVISNING

Konsentrert løsning for profesjonell bruk. Bruksløsning i henhold til vaskeprogrammet for sengetøy og vannhardhet (0,5 til 5 ml / liter).

INNEHOLDER

Sekvestreringsmidler i en vanlig løsning.

OPPBEVARING

Farlig - respekter forholdsreglene ved bruk (utarbeidet i henhold til gjeldende europeiske regler for klassifisering og merking av kjemiske produkter). Oppbevaring: + 5 ° C til + 25 ° C.

SERTIFIKATER

Kan rekvireres.

MEDISINSK UTSTYR BRUKES MED FORSIKTIGHET

Vennligst les på etiketten og produktinformasjon før bruk.



KUN TIL PROFESJONELL BRUK.

ECOLAB[®]

www.ecolab.no