

KOMPLEKSDANNENDE RENGJØRINGSMIDDEL FOR BEKKEN OG URINFLASKER

Anios LB 300

KONSENTRERT RENGJØRINGSMIDDEL FOR BEKKENSKYLLERE

- Alkalisk rengjøringsmiddel
- Spredning av kalsiumsalter
- Kan brukes i alle typer vann
- Kompleksdannende effekt
- Uten EDTA og NTA
- Fosfatfritt



PRODUKTEGENSKAPER

- Klar til svak gul væske
- pH i konsentrat* ved +20°C: ca 13.3
- pH ved 0.1%-ig løsning: ca 11.1
- pH ved 0.3%*-ig løsning: ca 11.5
- Densitet (konsentrert produkt) ved +20°C: 1.096 g/ml
- Konduktivitet ved 0.1% - 0.3%: 275 - 755 μ S/cm
- Viskositet (konsentrert produkt): 3 mPa·s

*pH-målinger under driftsforhold skal alltid skje ved hjelp av en pH-måler med temperaturkompensasjon.

BESTILLINGSINFORMASJON

PRODUKT	ANTALL/FORPAKNING	ARTIKKELNUMMER
Anios LB 300	4 x 5 L kanne	3104500



CE LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Distribuert av:
PULS AS
Brynsveien 14
0667 OSLO
Tlf: +47 22 30 05 00
www.puls.no

BRUKSOMRÅDE

Produkt som inneholder kompleksdannende kalsiumkarbonat, for middels hardt vann (optimalt). Forhindrer kalkavleiringer i enheten og på utstyret. Kompatibel med bekken, glass, rustfritt stål og urinflasker av plast.

BRUKSANVISNING

Konsentrert løsning til profesjonell bruk. Dosering i henhold til vaskeprogrammet og vannhardheten (1 til 3 ml / liter).

INNHold

Alkalisk løsning med kompleksdannere

OPPBEVARING

Farlig. Ved bruk - respekter forholdsregler utarbeidet av Europeiske regler for klassifisering og merking av kjemiske produkter. Oppbevaring: mellom + 5°C og + 25°C.

SERTIFIKAT

På forespørsel gir vi gjerne sertifikater.

MEDISINSKTEKNISK PRODUKT - BRUK PÅ EN SIKKER MÅTE.

Vennligst les etikett- og produktinformasjon.



KUN TIL PROFESJONELL BRUK.

ECOLAB[®]

www.ecolab.no