

# Aniosyme Synergy WD Plus



## Kraftig alkalisk rengjøring Til sterilsentralen

### Mono-enzymatisk vaskemiddel til kraftig alkalisk rengjøring

Aniosyme Synergy WD Plus er et basisk, flytende vaskemiddel til basisk rengjøring i forbindelse med automatisk instrumentreprosessering. Vaskemiddelet har enestående rengjøringsegenskaper og en spesialutviklet monoenzymatisk og silikatfri formel med god materialkompatibilitet.

- **KRAFTIG** - Alkalisk rengjøringsstyrke; pH-verdi > 10
- **ENZYMATISK** - Effektiv mot alle slags belegg
- **EFFEKTIV** - Laveste konsentrasjonseffektivitet påvist fra 0,3 % til 1 % gir utmerket rengjøringsytelse og kan brukes til alle vannkvaliteter



# Aniosyme Synergy WD Plus

Mono-Enzymatisk vaskemiddel til kraftig alkalisk rengjøring



Aniosyme Synergy WD Plus  
5 L kanne

## Kraftig

Alkalisk rengjøringsstyrke; pH verdi > 10 oppfyller RKI krav.

## Enzymatisk

Fjerning av alle typer smuss ved fleksibel dosering på grunn av den spesialutviklede silikatfri mono-enzymatiske formel.

## Effektiv

Laveste konsentrasjonseffektivitet påvist fra 0,3 % til 1 % gir utmerket rengjøringsytelse og kan brukes til vann av alle kvaliteter.

## Kjemisk-fysisk data

|                                                           |      |            |
|-----------------------------------------------------------|------|------------|
| • Densitet                                                | 20°C | 1,152 g/mL |
| • pH verdi* (konsentrat)                                  | 20°C | 10,0       |
| • pH verdi* ved 0,3% (3 mL/L i Demineraliseret vann)      | 20°C | 10,9       |
| • pH verdi* ved 1% (10 mL/L i Demi vann)                  | 20°C | 11,0       |
| • Konduktivitet ved 0,3% (oppløsning, 3 mL/L i Demi vann) | 20°C | 515 µS/cm  |
| • Konduktivitet ved 1% (oppløsning, 10 mL/L i Demi vann)  | 20°C | 1412 µS/cm |
| • Viskositet (konsentrat)                                 | 20°C | < 15 mPa/s |

\*pH-verdimålinger under driftsforhold, alltid ved hjelp av et pH-meter med temperaturkompensasjon.

## Ordreinformasjon

| Produkt                        | Forpakning | Varenummer |
|--------------------------------|------------|------------|
| Aniosyme Synergy WD Plus kanne | 2 x 5 L    | 3110180    |



ECOLAB A.S

Postboks 6440 - Etterstad  
0605 Oslo  
Norge



ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH

Ecolab-Allee 1  
40789 Monheim am Rhein  
Deutschland

## Bruksområde

Konsentrert monoenzymatisk rengjøringsmiddel til kirurgiske instrumenter. Rengjøring av kirurgisk og medisinsk utstyr i automatiske oppvaskmaskiner og tunellmaskiner.

## Bruksanvisning

- Konsentrert løsning for profesjonell bruk
- Brukes i en automatisk vaskemaskine eller vasketunnel med en oppløsning på 0,3%. Om nødvendig kan doseringen økes til 1%
- Effektivt fra 5 minutt
- Tilpass konsentrasjonen, kontakttiden og temperaturen av oppløsningen i henhold til graden av tilsmussing, den brukte rengjøringsmetoden og det målrettede pH-nivået i rengjøringsfasen
- Maksimum temperatur: 60°C

## Inneholder

Overflateaktive stoffer, sekvestreringsmiddel, enzymkompleks (protease), hjelpestoffer.

## Oppbevaring

Farlig - respekter forholdsreglene ved bruk (utarbeidet i henhold til gjeldende europeiske regler for klassifisering og merking av kjemiske produkter). Oppbevaring: mellom +5°C og +25°C.

## Sertifikater

På forespørsel kan vi skaffe sertifikater.

## På forespørsel kan vi skaffe sertifikater

Les vennligst etikett og produktinformasjon.



KUN TIL PROFESJONELL BRUK.